

Новый дизайн тест полосок FreeStyle Papillon для глюкометров FreeStyle Papillon Mini

НОВИНКА  **FreeStyle**
Blood Glucose Test Strips



Разработаны для реального отличия в опыте тестирования ...
и лучшего управления диабетом



Новые ушки ZipWik

разрушают поверхностное натяжение капли крови для мгновенного капиллярного втягивания крови в тест полоску

Передовой дизайн тест полосок — легче наносить кровь

- **НОВЫЕ ушки ZipWik** — более быстрое нанесение и всасывание образца крови тест полоской**
- **Время нанесения недостающего объёма крови** — до 60 секунд
- **Распознавание достаточности образца крови** — анализ начнётся только при достаточном количестве крови
- **Самый маленький образец крови** — всего 0,3 микролитра - практически безболезненное тестирование



Большинство пациентов
предпочли **НОВЫЕ** тест
полоски FreeStyle старым*



*Данные в документах, Abbott Diabetes Care Inc.

† По сравнению с оригинальными тест полосками FreeStyle.