

Вскоре OPTIUM XCEED станет глюкометром, который не нужно кодировать



Как? Теперь все тест-полоски для глюкометра Optium Xceed поступают в страну с одним и тем же номером партии — 45001. Это означает, что как только Вы установили такой код в глюкометре, больше нет необходимости его калибровать, при том, что Вы продолжаете использовать тест-полоски с номером партии 45001.

Номер партии чётко напечатан как на фольге упаковки тест-полосок, так и на калибраторе. Глюкометр Optium Xceed в настоящее время кодируется с помощью калибратора, который вложен в каждую упаковку тест-полосок. Однако скоро калибратор будет удалён из упаковок тест-полосок, и глюкометр Optium Xceed станет глюкометром без необходимости кодирования.

Вы сможете по достоинству оценить все функции глюкометра Optium Xceed без хлопот кодирования!

- **2 в 1 — измеряет уровень глюкозы и кетонов в крови**
- **Крошечная капля крови (0,6 мкл) и быстрый результат (5 секунд)**
- **Начало анализа только при достаточном количестве крови**
- **Индивидуальная упаковка для каждой тест-полоски для полной сохранности**
- **Минимальное влияние на результат распространённых лекарств, включая парацетамол, витамин С, мальтозу и галактозу***

До тех пор, пока калибратор еще поставляется, пациенты должны продолжать калибровать прибор с использованием калибратора, включённого в состав упаковки тест-полосок

* Данные компании Abbott Diabetes Care.
Optium Xceed – зарегистрированная торговая марка группы компаний Abbott в различных сферах полномочий.



Optium Xceed

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Бесплатный телефон: 8 800 100-88-07
www.xceed.ru

 **Abbott**
Diabetes Care